

Madrasskydd:

Material: Tyg belagt med polyuretan. Svettas inte, vattentätt, känns behagligt, frasar inte, tvätt 95°C, kan torkas av, hållbart. **BRANDSKYDDAT, SKYDDAT MOT SVAMP, MÖGELSKYDDAT.**

Lämpar sig väl även som utbytsöverdrag till en hygienmadrass.
Vi tillverkar alla storlekar.

Modell **PS1**

Med gummiband



Modell **PS4**

Med dragkedja



Kuddskydd:

Modell TS1

Material: se madrasskydd

Med flik



Räddningslakan:

Modell EL-2A

Läggs under madrassen.

Snabb och lätt att ta i användning samt lätt att dra i.

De små gummibanden håller kardborrbanden snyggt på plats.

Material: Hal nylon med PU-beläggning.

Tvätt 80 °C, ingen presstorkning.

Storlek: 195 x 75 cm



Flyttmadrass:

Modell SP1

Används t.ex. för att flytta över patienten från en säng till en annan eller till en duschbår. Lätt att använda på grund av att den är hal. Dessutom är materialet vattentätt så att det går lätt att torka rent.

Material: Hal nylon belagt med polyuretan + 2 cm skumplast inuti.

Tvätt 80°C, ingen presstorkning.

Storlek: 180 x 60 cm



Bruksanvisning: Två personer på olika sidor om sängen. Den ena vänder patienten på sidan och lyfter samtidigt upp ena sidan av bäddskyddet, vändlakanet eller motsvarande. Samtidigt skjuter den andra personen flyttmadrassen så långt under patienten som möjligt så att patientens huvud befinner sig ovanpå flyttmadrassen. Patienten läggs tillbaka. Genom att hålla i bäddskyddet drar den ena personen patienten upp på underlaget som befinner sig bredvid sängen. Den andra personen lyfter i bäddskyddets andra ände. Patienten glider lätt på underlaget. Flyttmadrassen avlägsnas till slut.

Förkläde:

Modell ES1

Material: se madrasskydd

Man svettas inte i det, och därför lämpar det sig väldigt bra bland annat för badbiträden.



Haklappar:

Modell RS1

Material: Se madrasskydd

Storlek: 45x90 cm

Fästning med tryckknappar

En plastlist vid påsens kant som håller påsen öppen hela tiden.

Modell RS2

Samma som i RS1, men påsen befinner sig på mitten.



Universalbälte:

Med en stoppning som kan torkas av
Mjukt, bekvämt att använda. Med snabbblås.
Material: Se madrasskyddet + 2 cm skumplast



Separat grendel

Förhindrar patienten att glida ned från stolen.
Material: Se madrasskyddet + 0,5 cm skumplast

Sängbälte:

Modell LSK1 för händer
Det är mjukt och man svettas
inte i det, lätt att torka rent.
Material: Se madrasskyddet + 0,5 cm skumplast
Bredd 10 cm



Modell LSJ1 för fötter
Bredd 15 cm

Lyftlakan för duschbruk:

Modell NS1
Material: Nylon med PU-beläggning.
Tvätt 80°C, ingen presstorkning.
Storlek: 100 x 100 cm



Lyftduk:

Modell NL1

